

Nuova

GO-CHAIR

LA Go-Chair IN UNA VESTE TUTTA NUOVA

La nuova **Go-Chair**, interamente riprogettata, si presenta con uno stile aggressivo in una vasta gamma di colori. Migliori prestazioni ed un maggiore comfort, uniti alla facilità di smontaggio, vi permetteranno di viaggiare in piena libertà e totale autonomia. Con una portata massima di 136 Kg, un look agile e aggressivo, la nuova Go-Chair rende facile viaggiare.



NOVITA':
Vano porta oggetti
a doppio scomparto

Rosso
rubino



Blu
zaffiro



Rosa
quarzo



Giallo
cedro



Arancio
ambra



Bianco
perlato



Disponibile in una vasta gamma di colori

Pride[®]
Mobility Products Italia s.r.l.
— LIVE YOUR BEST —

SPECIFICHE TECNICHE

GO CHAIR

4 ruote

Ruote motrici	(9") – 22,86 cm (piene)
Ruote direzionali anteriori	(6") – 15,24 cm (piene)
Ruotine posteriori anti-ribaltamento	(3") - 7,62 cm (piene)
Velocità massima ¹	Fino a 5,95 Km/h (3.7mph)
Altezza da terra ²	(1.6") 4,06 cm alla staffa anti-ribaltamento (1.9") 4,83 cm al telaio
Raggio di sterzata ²	(25.4") 64,52 cm con la pedana
Lunghezza	(33") 83,82 cm con la pedana
Larghezza ⁶	(22.6") 57,4 cm
Tipo di sedile	Pieghevole, compatto, leggero
Altezza da terra della seduta	(22"-23") 55,88 – 58,42 cm
Batterie ^{3,5}	(2) 18 Ah, 12 V, ciclo continuo
Autonomia ^{1,4}	Fino a 14,07 Km (8.74 miles)
Carica batterie	Esterno, 2 amp
Electronica	40 amp, PG GC3 (non programmabile)
Peso della base	(67 lbs.) 30,39 Kg. (anteriore & posteriore)
Portata massima	(300 lbs) 136 Kg.
Peso del sedile standard	(30 lbs.) 13,61 Kg.
Peso del pacco batterie ⁵	(31 lbs.) 14,06 Kg.
Sospensioni	Limitate
Pezzo più pesante	(36 lbs.) 16,33 Kg. (posteriore)

CARATTERISTICHE

- Disponibile in 6 colori
- Sedile girevole con chiusura a scatto 46 x 43 cm.
- Portata massima aumentata a 136 Kg.
- Più veloce – fino a 5,95 Km/h
- Batterie da 18 Ah
- Raggio di sterzata di soli 64,52 cm
- Vano porta oggetti a doppio scomparto
- Braccioli più larghi regolabili in altezza e larghezza
- Pedana più grande
- Facile da smontare
- Cintura pelvica 152,4 cm



Facile da smontare con pochi semplici gesti

1. Varia a seconda del peso dell'utente, del tipo di terreno, carica delle batterie, condizione delle batterie, tipo e condizioni delle ruote.

Queste specifiche possono essere soggette a variazioni di +10%, -5%

2. A causa delle tolleranze costruttive e dei continui miglioramenti questa specifica può essere soggetta a variazioni di + o -3%

3. Sono richieste batterie di tipo AGM o al Gel. Vedere "Batterie e Carica".

4. Testato in base agli standard ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sezione 4 & ISO 7176-4.

I risultati derivano da calcoli teorici basati sulle specifiche delle batterie e sulle prestazioni del sistema di guida. I test sono stati condotti alla portata massima.

5. Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

6. Le dimensioni indicate si riferiscono alla sola base elettronica.

Le misure complessive variano in funzione del sedile e degli accessori applicati.

NOTA: Questo prodotto è conforme agli standard ANSI/RESNA e ISO 7176. Questo prodotto non è codificato da DME PDAC o non soddisfa il criterio K0899. Tutte le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Pride[®]
Mobility Products Italia s.r.l.
— LIVE YOUR BEST —

GOGO[®]
TRAVEL MOBILITY

Pride Mobility Products Italia Srl

Via del Progresso ang. Via del Lavoro – 00065 Fiano Romano (RM)

Tel. 0765 451143 – Fax 0765 455251

www.pride-italia.it