



Quantum® 610

Base Q610 Giallo Sole, mostrata con seduta pediatrica con sistema basculante e pedane pediatriche



Versatilità Eccezionale

La base Quantum Q610 consente l'applicazione di sedute personalizzate della linea Synergy. La configurazione delle sedute e dei relativi optional elettrici è fornita dal cliente e varia da misure pediatriche che partono da 25 cm fino a misure da adulto oltre i 50 cm. Questa base è inoltre abbinabile a sistemi di guida alternativi rispetto al classico joystick. La trazione centrale conferisce infine una grandissima manovrabilità e risposta di guida sui comandi alternativi.



Pride[®]
Mobility Products Italia s.r.l.






Specifiche Tecniche

| | |
|--|--|
| RUOTE DI TRAZIONE | 25 cm |
| RUOTE DI ORIENTAMENTO | Ant.: 13 cm (piene) Post.: 15 cm (piene) |
| AMMORTIZZATORI | Sospensioni attive ATX (Active-Trac® ad alta stabilità in movimento) |
| VELOCITA' MASSIMA ¹ | Fino a 6,5 km/h |
| SISTEMA FRENANTE | Freni Intelligenti (freni a disco elettronici rigenerativi) |
| ALTEZZA DA TERRA | 6.35 cm |
| RAGGIO DI STERZATA ² | 54 cm |
| DIMENSIONI ² | Lunghezza: 90 cm Larghezza: 59 cm |
| TIPO DI SEDUTA | Synergy® Seat |
| TRAZIONE | Centrale, 6 ruote a terra, Mid-Wheel 6® |
| BATTERIE | Due, 12 volt, a ciclo continuo, 35 Ah cad. |
| AUTONOMIA | Fino a 24 km |
| CARICABATTERIE | Esterno, in dotazione. 5A |
| ELETTRONICA DI SERIE | 70A PG Remote Plus |
| PORTATA MASSIMA | 136 Kg (senza elevazione/bascula) |
| PESO DELLE BATTERIE | 51 kg |
| PESO DELLE BATTERIE³ | 11 kg (cad.) |

Scelta Colori

COLORI METALLIZZATI



COLORI PASTELLO



Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono soggette a variazioni da parte del produttore, senza preavviso

L'autonomia teorica viene calcolata in ambienti di laboratorio controllati, in accordo con gli standard ed i requisiti Europeo. La reale autonomia, in condizioni di normale utilizzo, dipende da diversi fattori, quali per esempio le condizioni del mezzo e delle batterie, il peso dell'utente, la pressione dei pneumatici, la temperatura esterna, la pendenza e le condizioni del terreno.

Caratteristiche

- Il sistema a sei ruote Mid-Wheel 6®, garantisce la massima stabilità anche durante le manovre su terreni irregolari
- Base configurabile con sedute personalizzate Synergy
- Leve sblocca motori laterali e singole, di facile accesso e utilizzo
- Accesso frontale al vano batterie
- Dimensioni compatte per una massima manovrabilità in ambienti piccoli
- Vasta scelta di colori senza incremento di prezzo

Solo alcune possibilità di configurazione...

- Sedute pediatriche
- Sedute da adulto
- Bascula elettronica a 55°
- Reclino elettronico a 180°
- Pedane separate elevabili elettronicamente
- Pedana unica elevabile elettronicamente
- Sistema elettronico di elevazione e basculamento
- Sistemi di guida alternativi (mini-joystick, comando a testa, comando a piede, e molti altri)
- Sistemi posturali tronco-bacino applicabili (di tutte le marche)

NOTE:

- 1) I dati di velocità ed autonomia possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo del mezzo. Vedere nota a fianco.
- 2) Si tenga conto delle tolleranze costruttive, che possono generare variazioni del +/- 3%
- 3) Il peso delle batterie può variare a seconda della marca

QUANTUM
REHAB
MOVING FORWARD

Pride®
Mobility Products Italia s.r.l.

IT-Q610-SS-5-05-10-IT

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
(Prato della Corte)
00065 Fiano Romano (RM) - Italia
Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251
www.pridemobility.com

